

**MEISINGER** Spezialinstrumente und Sortimente für die Endodontie bieten dem Zahnarzt alle Möglichkeiten von der Wurzelkanalerweiterung bis zur Wurzelfüllung mit Titanstiften. Mit diesem breiten Angebot können alle gängigen endodontischen Behandlungsmethoden einfach und sicher durchgeführt werden.

**MEISINGER** special instruments and assortments for Endodontia offers the dentist all possibilities from root canal treatment to root fillings with titanium pins. Because of this wide choice, all current endodontic methods of treatments can be carried out easily and safely.

Los instrumentos especiales de **MEISINGER** y los sortidos para endodoncia ofrecen al profesional todas las posibilidades desde el ensanchamiento del conducto radicular hasta el relleno radicular con pernos de titanio. Con la amplia selección de instrumentos se puede realizar cualquier tratamiento corriente de endodoncia de forma simple y segura.

#### Wurzelkanalinstrumente · Root canal instruments · Ensanchadores de conductos



#### Würzburger Stift



#### MEITRAC I Endo Safety System



#### MEITRAC II Endo Safety System



#### MEITRAC III Endo Safety System



#### MEITAN Titanium Root Filling Post System



## Wurzelkanalinstrumente • Root canal instruments • Ensanchadores de conductos

Feilen nach Hedstroem, langer Griff

Hedstrom files with long handle

Limas segün Hedstroem con mango largo




Fig.	Shank	ISO-No.	6	6	6	6	6	6
	L mm	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
	mm	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	
175		340 814 653 453	015	020	025	030	035	040



Sortiment, Art-Nr. 17510 (015-040)  
Assortment, Art-No. 17510 (015-040)  
Surtido, ref. 17510 (015-040)




Fig.	Shank	ISO-No.	6	6	6	6	6	6
	L mm	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
	mm	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	
176		340 814 655 453	015	020	025	030	035	040



Sortiment, Art-Nr. 17610 (015-040)  
Assortment, Art-No. 17610 (015-040)  
Surtido, ref. 17610 (015-040)

Wurzelkanalerweiterer "Gates", rostfrei

Root canal reamers "Gates", stainless

Ensanchadores radiculares, inoxidables "Gates"




Fig.	Shank	ISO-No.	10	10	10	10	10	10
	L mm	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
180GR RA XL		330 206 679 336	050	070	090	110	130	150



Sortiment, Art-Nr. 18001 (050-150)  
Assortment, Art-No. 18001 (050-150)  
Surtido, ref. 18001 (050-150)

Wurzelkanalerweiterer "B"

Root canal reamers "B"

Ensanchadores radiculares "B"




Fig.	Shank	ISO-No.	10	10	10	10	10	10
	L mm	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
182 RA XL		310 206 680 336	090	100	120	140	160	180

Wurzelkanalerweiterer "Peeso", rostfrei

Root canal reamers "Peeso", stainless

Ensanchadores radiculares, inoxidables "Peeso"




Fig.	Shank	ISO-No.	10	10	10
	L mm	19,0	19,0	19,0	
183LR RA XL		330 206 682 336	070	090	110



Sortiment, Art-Nr. 18001 (050-150)  
Assortment, Art-No. 18001 (050-150)  
Surtido, ref. 18001 (050-150)

Wurzelkanalerweiterer "Peeso", rostfrei

Root canal reamers "Peeso", stainless

Ensanchadores radiculares, inoxidables "Peeso"



Fig.	Shank	ISO-No.	10	10	10
	L mm	22,0	22,0	22,0	
183PR RA XL		330 206 708 336	090	100	120



Pulpakammerbohrer "Müller", rostfrei  
 Pulp chamber burs "Müller", stainless  
 Fresas para cámara de pulpa "Müller", inoxidables



**191R**




Fig.	Shank	ISO-No.	10	10	10	10	10
		L mm	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
<b>191R</b>	RA XL	330 206 698 001	100	120	140	160	180




Sortiment, Art-Nr. 19101 (100-180)  
 Assortment, Art-No. 19101 (100-180)  
 Surtido, ref. 19101 (100-180)

Wurzelkanalerweiterer "Kosel"  
 Root canal reamers "Kosel"  
 Ensanchadores radiculares "Kosel"

**193**



Fig.	Shank	ISO-No.	10	10
		L mm	13,0	13,0
<b>193</b>	HP	310 104 692 006	140	
	RA XL	310 206 692 006	140	180



Wurzelkanalbohrer  
 Root canal burs  
 Fresas radiculares



**39E**




Fig.	Shank	ISO-No.	10	10	10	10
		L mm	8,5	8,5	8,5	8,5
<b>39E</b>	RA L	310 205 210 002	010	012	014	016
	RA XL	310 206 210 002	010	012	014	016



Chirurgischer Fräser, Hartmetall  
 Tungsten carbide surgical cutter  
 Fresa quirúrgica de carburo



**HM 152**





Fig.	Shank	ISO-No.	2
		L mm	9,0
<b>HM 152</b>	FG L	500 315 210 295	014



Stirn nicht diamantiert, zur Schonung des zervikalen Bereichs  
 Tip not diamond coated, for gentle administration of the cervical area  
 Punta no diamantada, para la protección del área cervical



**802K**

802KG coarse



Fig.	Shank	ISO-No.	5
		L mm	8,5
<b>802KG</b>	FG	806 314 551 534	014
	FG L	806 315 551 534	014



**802L**  
 Endo Access  
 coarse



**802LG**

coarse



Fig.	Shank	ISO-No.	5	5	5
		L mm	10,0	10,0	10,0
<b>802LG</b>	FG	806 314 494 534	012	016	019





## Würzburger Stift developed with Prof. Dr. Dipl.-Ing. E.-J. Richter, Dr. Dr. K. Rottner, J. Boldt

### Positive Locking Post and Core

Der Würzburger Stift ist in zwei verschiedenen Versionen erhältlich:

1. Würzburger Stift mit **Konusfosten**: Bei der Versorgung einer erhaltungswürdigen Wurzel mit einer Einzelkrone oder im Rahmen einer Brückenversorgung kann die Version mit vorgeformtem Sechs-Grad-Konusaufbau verwendet werden.
2. Würzburger Stift mit **Kugelkopf**: Diese Ausführung dient zur Befestigung von herausnehmbaren Prothesen auf erhaltungswürdigen Wurzeln.

The Wuerzburg Post is available in two different versions:

1. **Post-and-core**: To be used for fixed partial dentures. This core offers a preformed six-degree conical abutment which can be individualized at your discretion in analogy to the classic core-buildup.
2. **Ball-end**: This version serves as a reliable attachment for removable dentures utilizing the conventional 2.25 mm ball-ended abutment to be used in connection with your preferred construction elements, offering angular compensation and short leverage.

Hay dos versiones de pilar de Wurzburgo disponibles:

1. Pilar de Wurzburgo con **base cónica**: Cuando se desee colocar una corona única a una raíz que se desee conservar o cuando se esté trabajando en un puente, se puede emplear esta versión que ya lleva una estructura cónica de seis grados.
2. Pilar de Wurzburgo con **punta esférica**: Esta variante sirve para fijar las prótesis extraibles en raíces que se desean conservar.

- Abutment kann ohne Implantat auf der natürlichen Wurzel platziert werden
- Erweiterte Indikation - Versorgung von Zähnen mit ungünstiger Wurzelform möglich
- Erhöhte Anwendungssicherheit – weniger Undichtigkeiten und Perforationen
- Effektiv - zeitsparende und einfache Anwendung durch einteilige Konstruktion
- Hohe Stabilität - Kräfte werden ohne Spannungsspitzen auf das Dentin übertragen

- The abutment can be placed without an implant on the natural root
- Wider indications: Teeth with strongly curved root shapes can be used
- Safer to use: Greatly reduced risk of leakage and perforation
- More effective: Time-saving and simple application to one-piece construction
- Increased stability: Highly rigid post transmits forces evenly into dentine


- El abutment puede ser puesto sobre la raíz natural sin el implante
- Apto para un mayor número de casos - utilizable en dientes con raíces de formas difíciles
- Mayor seguridad de uso - menos fisuras y perforaciones
- Estructura monobloc para una aplicación más eficaz, más fácil y rápida
- De gran estabilidad - transmisión de las fuerzas a la dentina sin picos de tensión

Art.-No. WS60M

Optional erhältlich: Matrize

Optional available: Fixation for template

Opción disponible: La matriz




Pilotschleifer Pilot bur Fresa piloto	Spreizschleifer Undercut bur Fresa expansible	Kugelkopf Ball end Punta esférica (5 Stck./5 p./5 pzs.)	Konusfosten Post-and-core Base cónica (5 Stck./5 p./5 pzs.)	Diamantinstrumente Diamond burs Fresas de diamante	*
Fig. Shank	WS6PB	WS6FB	WS60K*	WS60P*	801
Size					204
Length					009
					014
					012
					6,0
					10,0
					204
					018
					137
					859

MEITRAC I–III sind Endo-Sicherheitssysteme für das präzise Greifen und schnelle, kontrollierte Entfernen abgebrochener Fragmente wie z.B. Wurzelkanalinstrumente, Wurzelfüllstifte, Wurzelstifte und Silberstifte aus dem Wurzelkanal. Die Systeme sind so ausgelegt, dass Fragmente mit Durchmessern von 0,15 bis 0,50 mm (MEITRAC I), 0,55 bis 0,90 mm (MEITRAC II) sowie 0,95 bis 1,50 mm (MEITRAC III) sicher entfernt werden können.

With this endodontic safety-system, broken fragments can be grasped and removed successfully, precisely, and quickly, e.g. root canal instruments, root filling pins, silver points, and root-posts from the root canal. These systems are designed in such a way that fragments with diameters of 0.15 to 0.50 mm (MEITRAC I), 0.55 to 0.90 mm (MEITRAC II), as well as 0.95 to 1.50 mm (MEITRAC III) can be removed safely.

El sistema de prevención de endodoncia sirve para agarrar y sacar instrumentos fracturados, p.e. instrumentos de conducto, clavijas y clavijas de plata del conducto radicular en un proceso rápido y preciso. Estos sistemas están concebidos para remover fragmentos con diámetros de 0,15 a 0,50 mm (MEITRAC I), de 0,55 a 0,90 mm (MEITRAC II) y de 0,95 a 1,50 mm (MEITRAC III) sin problemas.



- Flexibel einsetzbare Systeme zur sicheren Entfernung von Fragmenten aus dem Wurzelkanal
- Einsetzbar für Wurzelkanalinstrumente, Silberstifte, Wurzelfüllstifte und Wurzelstifte
- Kontrollierte und leichte Handhabung
- Weitgehender Erhalt gesunder Zahnsubstanz durch minimalinvasive Behandlung

- Flexible systems for secure removal of fragments from the root-canal
- Deployable in removal of fragments from root-canal instruments, silver points, root-filling pins and root-posts
- Controlled and easy handling
- Allows for minimally invasive procedure to preserve sound dental tissue from being damaged

- Sistema de uso flexible para la eliminación segura de fragmentos del conducto radicular
- Aplicable para instrumentos de conducto radicular, clavijas de plata, clavijas obturatorias radiculares y clavijas radiculares
- Manejo controlado y fácil
- Conservación de gran parte de la sustancia sana del diente debido a una intervención mínima

### MEITRAC I Art.-No. 2271



Trepan  
Trepinne  
Trépano

Extractor  
Extractor  
Extractor

### MEITRAC II Art.-No. 2272



Trepan  
Trepinne  
Trépano

Extractor  
Extractor  
Extractor

### MEITRAC III Art.-No. 2273



Trepan  
Trepinne  
Trépano

Extractor  
Extractor  
Extractor

Fig.	226	2270	2270
Shank	204		
Size	015	030	050

Fig.	226	2270	2270
Shank	204		
Size	021	070	090

Fig.	226	226	2270	2270
Shank	204	205		
Size	120	150	120	150

## Wurzelfüllstift-System aus Titan • Titanium Root Filling Post System •

### Sistema de espiga de titanio para obturaciones radiculares according to Dr. Grabsch



Maximale Sicherheit mit weniger Material


Ein Wurzelfüllstift-System aus Titan, das ohne zusätzliche Wurzelfüllung einen optimalen Verschluss des Wurzelkanals garantiert.

Maximum reliability, less material

This titanium root filling post system seals the root canal optimally without requiring an additional root filling.

Máxima seguridad con menos material

Este sistema de espiga de titanio para obturar conductos radiculares garantiza un óptimo sellado del conducto radicular sin necesidad de un sellador adicional para obturación radicular.



- Bioinert und strukturosteotroper Wurzelfüllstift, biokompatibel
- Dimensionsstabil
- Gutes Handling
- Hohe Arbeitsentlastung
- Instrumentelles Einbringen und Verdichten durch Ultraschall
- Problemlose Revision des Wurzelstifts
- Reduzierung von Überstopfungskomplikationen
- Röntgenopak
- Stabilisiert Zahnwurzel und Krone – kein zusätzlicher Stiftaufbau
- Wenig Instrumente erforderlich

- Bioinert structural-osteotropic root filling post, biocompatible
- Dimensionally stable
- Easy to handle
- Reduces your workload considerably
- Placed with instruments and condensed ultrasonically
- The root post is easily re-examined
- Less complications due to excessive condensing
- Radiopaque
- Stabilizes the root and crown – no additional post and core required
- Few instruments required

- Espiga de obturación biocompatible y sin rechazo por el tejido óseo
- Estable en sus dimensiones
- Fácil manejo
- Reduce el trabajo considerablemente
- Inserción y condensación por vibración ultrasónica
- Revisión de la espiga sin problemas
- Menos complicaciones por culpa de condensación excesiva
- Radiopaco
- Estabiliza raíz y corona – no requiere pilar con espiga adicional
- Pocos instrumentos

**MEITAN**  
Art.-No. WF108



WF103  
Handgriff  
Handle  
Mango



Wurzelstifte (je Größe 2 St.)  
Root-filling-posts (2 p. of each size)  
Espiga de obturación (2pz. c/u)




Fig.	WFI*									
Size	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060
Length	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0